



1 Размеры для справок

2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за подъемные пластины, расположенные на крышке.

3 Трансформатор поставляется заводом с заглодированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора

4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	1025
Полная трансформатора	4.304

				ЖКУИ.672333.165 ГЧ			
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Трансформатор ТМГ-2000	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Изм. Е.Е.				см. подл.		1:1
Проб.	Шаймерденов П.И.				Листов		1
Т.контр.							
Исполн.	Айтасова А.А.			Модернизация			ТОО "УТЗ"
Утв.	Асан Т.А.						